

Auszug aus dem Sortiment der CareFusion-Produkte

Die Marke CareFusion

Der US-Konzern CareFusion ist Hersteller von Produkten für die Intensivmedizin, z.B. für die Bereiche Infusion und Beatmung. CareFusion beschäftigt weltweit 15.000 Mitarbeiter und vertreibt in 120 Länder. medi1one ist für den außerklinischen Markt Vertreiber von Verbrauchsmaterialien für die Beatmungstherapie von CareFusion.



CareFusion-Hauptsitz in San Diego



CareFusion
3750 Torrey View Court
San Diego, CA 92130
www.carefusion.com

Produktübersicht aus dem Bereichen Beatmung und Tracheostomie:

- AirLife® künstliche Nase Seite 2
- AirLife® Sauerstoffbrille extra weich Seite 2
- AirLife® Sauerstoffbrille Standard Seite 3
- AirLife® Sauerstoffsicherheitsschlauch Seite 3
- AirLife® Tracheostomie-Maske Seite 4
- AirLife® Hand-Beatmungsbeutel Seite 4
- AirLife® Konnektor für Sauerstoffschlauch Seite 4

Bestellungen und Fragen bitte an den
Customer Service von medi1one:



07151 - 910606 - 0



07151 - 910606 - 91



info@medi1one.de

Mo – Do 8.00 – 18.00 Uhr

Fr 8.00 – 16.30 Uhr

AirLife® künstliche Nase (HME)



- Mit Sauganschluss
- 15 mm Normkonnektor für Trachealkanüle
- Latexfrei

REF	PZN	Produkt	VE
003014	7596272	AirLife® künstliche Nase (HME) mit Sauganschluss, Anschluss 15 mm für Trachealkanüle	VE (50 Stück)

AirLife® Sauerstoffbrille extra weich




- Abgewinkelte, flexible Lippenplatte
- Abgeschrägte Spitzen mit weichen Kanten
- Mit druckfestem Sauerstoffversorgungsschlauch
- Extra weiches Material
- Schlauchlänge 2,1 m

Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1031

REF	PZN	Produkt	VE
002600	7643706	AirLife® Sauerstoffbrille extra weich für Erwachsene, Schlauchlänge 2,1 m	Stück oder VE (50 Stück)
002602	7643988	AirLife® Sauerstoffbrille extra weich für Kinder, Schlauchlänge 2,1 m	Stück oder VE (50 Stück)
002601	7643907	AirLife® Sauerstoffbrille extra weich für Kleinkinder, Schlauchlänge 2,1 m	Stück oder VE (50 Stück)
002611	7643882	AirLife® Sauerstoffbrille extra weich für Neugeborene, Schlauchlänge 2,1 m	Stück oder VE (50 Stück)

AirLife® Sauerstoffbrille Standard



- Abgewinkelte, flexible Lippenplatte
- Abgeschrägte Spitzen mit weichen Kanten
- Für Erwachsene
- Sicherheitsschlauch, knickstabil
- Schlauchlänge 2,1 m

Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1031

REF	PZN	Produkt	VE
001325	7643994	AirLife® Sauerstoffbrille Standard für Erwachsene, Schlauchlänge 2,1 m	Stück oder VE (50 Stück)

AirLife® Sauerstoffsicherheitsschlauch



- Knickstabil durch Sternlumen
- Mit 2 Konnektoren
- Mit Vinylspitze
- In verschiedenen Schlauchlängen

Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1033

REF	PZN	Produkt	VE
001302	7643876	AirLife® Sauerstoffsicherheitsschlauch Schlauchlänge 2,1 m	Stück oder VE (50 Stück)
001304	7643729	AirLife® Sauerstoffsicherheitsschlauch Schlauchlänge 6,4 m	Stück oder VE (25 Stück)
001305	7643735	AirLife® Sauerstoffsicherheitsschlauch Schlauchlänge 7,6 m	Stück oder VE (25 Stück)

AirLife® Tracheostomie-Maske



- Schwenkbarer Schlauchkonnektor
- Clips am Gummiband zum mühelosen Abnehmen der Maske
- Für den Einmalgebrauch

Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1030

REF	PZN	Produkt	VE
001227	7643847	AirLife® Tracheostomie-Maske für Erwachsene	Stück oder VE (50 Stück)

AirLife® Hand-Beatmungsbeutel



- Für Erwachsene
- Mit Maske
- Mit Spiralschlauch
- Für den Einmalgebrauch
- Schlauchlänge 101,6 cm

Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.0028

REF	PZN	Produkt	VE
2K8005	7643764	AirLife® Hand-Beatmungsbeutel Mit Maske und Sauerstoffschlauch	Stück oder VE (6 Stück)

AirLife® Konnektor für Sauerstoffschlauch



- Verbindet Schläuche mit einem Durchmesser von 5 und 7 mm

REF	PZN	Produkt	VE
001811	7644002	AirLife® Konnektor für Sauerstoffschlauch	VE (50 Stück)